

Veterinärarzneispezialitäten

Inhaltsverzeichnis

Arzneispezialitäten - veterinär	1
Zulassungen gemäß AMG	1
Übertragungen	37
Änderungen der Bezeichnung	42
Änderungen der Packungsgrößen	43

*Hinweis zur Veröffentlichung von neuen Zulassungen/Registrierungen/Parallelimporten:
Die Zusammensetzung nach Art und Menge jener Bestandteile, die Einfluss auf die
Wirksamkeit, Verträglichkeit oder Haltbarkeit der Arzneispezialität haben und die
Anwendungsgebiete, sofern zutreffend, entnehmen Sie bitte der Gebrauchs- und /oder
Fachinformation.*

327. Veröffentlichung (05/2012) über Zulassungen von Arzneispezialitäten sowie über Änderungen und Aufhebungen von Zulassungen

Arzneispezialitäten - veterinär

Zulassungen gemäß AMG

**PropoVet Multidose, 10 mg/ml, Emulsion zur Injektion für
Hunde und Katzen**

Z.Nr.: 8-01074

Zulassungsinhaber:

Abbott Laboratories Ltd
GB - SL6 4XE Maidenhead/Berkshire

Referenzprodukt:

8-00227
Rapinovet 10 mg/ml - Emulsion zur Injektion für Hunde und Katzen
Intervet GmbH
AT-1210 Wien

Hersteller:

Fresenius Kabi AB
SE - 751 74 Uppsala

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Propofol

ATC-Klassifikation(en):

QN01AX10 Propofol

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.

1 20 ml Durchstechflaschen mit 200 mg Propofol
2 50 ml Durchstechflaschen mit 500 mg Propofol

Laufzeit

024 Monate
024 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Controline 67 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde

Z.Nr.: 8-01075

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00347
Frontline Spot on Hund S 67 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----

pro ml:

Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem klaren PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Controline 134 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde

Z.Nr.: 8-01076

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00348
Frontline Spot on Hund M 134 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----

pro ml:

Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit	018 Monate

	Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Controline 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde

Z.Nr.: 8-01077

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00349
Frontline Spot on Hund L 268 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Controline 402 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde

Z.Nr.: 8-01078

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00349
Frontline Spot on Hund L 268 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----

pro ml:

Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Controline 50 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

Z.Nr.: 8-01079

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00350
Frontline Spot on Katze 50 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Katzen
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Zeronil 67 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde

Z.Nr.: 8-01080

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00347
Frontline Spot on Hund S 67 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX65 Fipronil-Kombinationen

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,67 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Zeronil 134 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde

Z.Nr.: 8-01081

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00348
Frontline Spot on Hund M 134 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX65 Fipronil-Kombinationen

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 1,34 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Zeronil 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde

Z.Nr.: 8-01082

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00598
Frontline Combo Spot on Hund L, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut, für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69007 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX65 Fipronil-Kombinationen

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 2,68 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Zeronil 402 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde

Z.Nr.: 8-01083

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00349
Frontline Spot on Hund L 268 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX65 Fipronil-Kombinationen

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 4,02 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Zeronil 50 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

Z.Nr.: 8-01084

Zulassungsinhaber:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Referenzprodukt:

8-00350
Frontline Spot on Katze 50 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Katzen
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
IE - Loughrea/Galway

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX65 Fipronil-Kombinationen

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Einzeldosispipette aus Polypropylen mit 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
2	2 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
3	3 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
4	4 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
5	6 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
6	8 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
7	9 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
8	10 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

9	12 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
10	15 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
11	18 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
12	20 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
13	21 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
14	24 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
15	30 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
16	60 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
17	90 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate
18	150 Einzeldosispipetten aus Polypropylen mit je 0,5 ml Inhalt in hitzeversiegeltem karem PVC-Blister mit Aluminiumfolie verschlossen	018 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

**DOXYVAL 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser
für Broilerelterniere**

Z.Nr.: 8-01085

Zulassungsinhaber:
Sogeval
FR - 53000 Laval

Hersteller:
Divasa-Farmavic S.A.
ES - 08503 Gurb - Vic - Barcelona

Wirkstoff(e):

+-----
100 g
Doxycyclinhyclat

ATC-Klassifikation(en):
QJ01AA02 Doxycyclin

Wartezeit:

Geflügel Huhn
peroral

Eier	0 Tage
Eßbares Gewebe	3 Tage

Geflügel Sonstige
peroral

Eßbares Gewebe	12 Tage
----------------	---------

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	100 g Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylen-Verbundfolie	024 Monate
2	1000 g Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylen-Verbundfolie	024 Monate
3	2500 g Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylen-Verbundfolie	024 Monate
4	10 x 100 g Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylen-Verbundfolie	024 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

NR, apothekenpflichtig

**DOXIVET 500 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser
für Broilerelterniere**

Z.Nr.: 8-01086

Zulassungsinhaber:

Divasa-Farmavic S.A.
ES - 08503 Gurb - Vic - Barcelona

Hersteller:

Divasa-Farmavic S.A.
ES - 08503 Gurb - Vic - Barcelona

Wirkstoff(e):

+-----

100 g

Doxycyclinhyclat

ATC-Klassifikation(en):

QJ01AA02 Doxycyclin

Wartezeit:

Geflügel Huhn

peroral

Eier

0 Tage

Eßbares Gewebe

3 Tage

Geflügel Sonstige

peroral

Eßbares Gewebe

12 Tage

Packungsgrößen:

Nr.

Laufzeit

1	10 x 100 g geformter Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylenlaminat	024 Monate
2	50 x 100 g geformter Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylenlaminat	024 Monate
3	250 x 100 g geformter Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylenlaminat	024 Monate
4	1 kg geformter Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylenlaminat	024 Monate
5	2,5 kg geformter Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylenlaminat	024 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

NR, apothekenpflichtig

Equistopar 2 g - Granulat zum Eingeben für Pferde

Z.Nr.: 8-01087

Zulassungsinhaber:
Richter Pharma AG
AT - 4600 WelsHersteller:
Richter Pharma AG
AT - 4600 Wels

Wirkstoff(e):

+-----

pro 100 g:

Phenylbutazon

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.

1 20 Beutel zu 10 g

Laufzeit

036 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

NR, apothekenpflichtig

Pestigon 67 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde

Z.Nr.: 8-01088

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Referenzprodukt:

8-00347
Frontline Spot on Hund S 67 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Wirkstoff(e):

+-----

pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX15 Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Pipette mit 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
2	2 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
3	3 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
4	4 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
5	6 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
6	8 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		

7	12 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
8	24 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
9	30 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
10	60 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
11	90 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
12	120 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
13	150 Pipetten mit je 0,67 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
Rezeptpflicht/Abgabe	Rp, apothekenpflichtig	

Pestigon 134 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde

Z.Nr.: 8-01089

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Referenzprodukt:

8-00348
Frontline Spot on Hund M 134 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Wirkstoff(e):

+-----

pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX15 Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Pipette mit 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
2	2 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
3	3 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
4	4 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
5	6 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
6	8 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		

7	12 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
8	24 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
9	30 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
10	60 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
11	90 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
12	120 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
13	150 Pipetten mit je 1,34 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
Rezeptpflicht/Abgabe	Rp, apothekenpflichtig	

Pestigon 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde

Z.Nr.: 8-01090

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Referenzprodukt:

8-00349
Frontline Spot on Hund L 268 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Hunde
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX15 Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Pipette mit 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
2	2 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
3	3 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
4	4 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
5	6 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
6	8 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		

7	12 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
8	24 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
9	30 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
10	60 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
11	90 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
12	120 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
13	150 Pipetten mit je 2,68 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
Rezeptpflicht/Abgabe	Rp, apothekenpflichtig	

Pestigon 402 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde

Z.Nr.: 8-01091

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Hersteller:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Wirkstoff(e):

+-----

pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX15 Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Pipette mit 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
2	2 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
3	3 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
4	4 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
5	6 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
6	8 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
7	12 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
8	24 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024

Monate		
9	30 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
10	60 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
11	90 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
12	120 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
13	150 Pipetten mit je 4,02 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
Rezeptpflicht/Abgabe	Rp, apothekenpflichtig	

Pestigon 50 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

Z.Nr.: 8-01092

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Referenzprodukt:

8-00350
Frontline Spot on Katze 50 mg, Lösung zum Auftropfen auf die
Haut für Katzen
Merial S.A.S.
FR-69002 Lyon

Hersteller:

Norbrook Laboratories Limited
GB - BT35 6JP Newry, County Down, Northern Ireland

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:

Fipronil

ATC-Klassifikation(en):

QP53AX15 Fipronil

Wartezeit: Nicht zutreffend

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	1 Pipette mit 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
2	2 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
3	3 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
4	4 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
5	6 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
6	8 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		

7	12 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
8	24 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
9	30 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
10	60 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
11	90 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
12	120 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
13	150 Pipetten mit je 0,5 ml Inhalt, aus einer Polypropylen/COC/Polypropylen-Folie, eine lösungsmittelfreie Lackschicht und ein Polyethylen/EVOH/Polyethylen-Copolymer	024
Monate		
Rezeptpflicht/Abgabe	Rp, apothekenpflichtig	

PGF Veyx 0,0875 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Schweine

Z.Nr.: 8-01093

Zulassungsinhaber:

Veyx Pharma GmbH
DE - 34639 Schwarzenborn

Referenzprodukt:

16673
Estrumate 250 µg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde und
Schweine
Intervet GmbH
AT-1210 Wien

Hersteller:

Veyx Pharma GmbH
DE - 34639 Schwarzenborn

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:Cloprostenol Natrium
(entspricht 0,0875 mg Cloprostenol)

ATC-Klassifikation(en):

QG02AD90 Cloprostenol

Wartezeit:

Rind

parenteral intramuskulär
Eßbares Gewebe 2 Tage
Milch 0 Tage

Schwein

parenteral intramuskulär
Eßbares Gewebe 2 Tage

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	10 ml in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas (Typ I) mit fluoriertem Brombutylgummistopfen und Aluminiumbördelkappe	024 Monate
2	20 ml in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas (Typ I) mit fluoriertem Brombutylgummistopfen und Aluminiumbördelkappe	024 Monate
3	50 ml in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas (Typ I) mit fluoriertem Brombutylgummistopfen und Aluminiumbördelkappe	024 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

PGF Veyx forte 0,250 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Schweine

Z.Nr.: 8-01094

Zulassungsinhaber:

Veyx Pharma GmbH
DE - 34639 Schwarzenborn

Referenzprodukt:

16673
Estrumate 250 µg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde und
Schweine
Intervet GmbH
AT-1210 Wien

Hersteller:

Veyx Pharma GmbH
DE - 34639 Schwarzenborn

Wirkstoff(e):

+-----
pro ml:Cloprostenol Natrium
(entspricht 0,250 mg Cloprostenol)

ATC-Klassifikation(en):

QG02AD90 Cloprostenol

Wartezeit:

Rind

parenteral intramuskulär
Eßbares Gewebe 2 Tage
Milch 0 Tage

Schwein

parenteral intramuskulär
Eßbares Gewebe 2 Tage

Packungsgrößen:

Nr.		Laufzeit
1	10 ml in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas (Typ I) mit fluoriertem Brombutylgummistopfen und Aluminiumbördelkappe	024 Monate
2	20 ml in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas (Typ I) mit fluoriertem Brombutylgummistopfen und Aluminiumbördelkappe	024 Monate
3	50 ml in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas (Typ I) mit fluoriertem Brombutylgummistopfen und Aluminiumbördelkappe	024 Monate

Rezeptpflicht/Abgabe

Rp, apothekenpflichtig

Übertragungen**Telmin KH 100 mg - Tabletten für Katzen und Hunde**

Z.Nr.: 15749

Zulassungsinhaber:

Elanco Animal Health, Abt. der Lilly Deutschland GmbH
DE - 61352 Bad Homburg

Zulassungsinhaber bisher:

Janssen Pharmaceutica N.V.
BE - 2340 Beerse**Surolan 5,0 mg/0,5293 mg/23,0 mg/ml, Ohrentropfen,
Suspension zur Anwendung auf der Haut für Hunde und Katzen**

Z.Nr.: 16388

Zulassungsinhaber:

Elanco Animal Health, Abt. der Lilly Deutschland GmbH
DE - 61352 Bad Homburg

Zulassungsinhaber bisher:

Janssen Pharmaceutica N.V.
BE - 2340 Beerse**Flubenol KH 44 mg/ml - Paste zum Eingeben für Katzen und
Hunde**

Z.Nr.: 8-00033

Zulassungsinhaber:

Elanco Animal Health, Abt. der Lilly Deutschland GmbH
DE - 61352 Bad Homburg

Zulassungsinhaber bisher:

Janssen Pharmaceutica N.V.
BE - 2340 Beerse

Vulketan 2,5 mg/g Gel für Pferde

Z.Nr.: 8-00990

Zulassungsinhaber:

Elanco Animal Health, Abt. der Lilly Deutschland GmbH
DE - 61352 Bad Homburg

Zulassungsinhaber bisher:

Janssen Pharmaceutica N.V.
BE - 2340 Beerse

**Xylasol 20 mg/ml - Injektionslösung für Rinder, Pferde,
Hunde und Katzen**

Z.Nr.: 8-01049

Zulassungsinhaber:

CP-Pharma Handels GmbH
DE - 31303 Burgdorf

Zulassungsinhaber bisher:

Le Vet BV
NL - 3421 TV Oudewater

Xylasol 100 mg/ml - Injektionslösung für Rinder und Pferde

Z.Nr.: 8-01052

Zulassungsinhaber:

CP-Pharma Handels GmbH
DE - 31303 Burgdorf

Zulassungsinhaber bisher:

Le Vet BV
NL - 3421 TV Oudewater

AviPro MD Rispens RL - Tiefgefrorene Suspension und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner

Z.Nr.: 8-20010

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:

Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

AviPro AE Suspension zur Gabe übers Trinkwasser für Hühner

Z.Nr.: 8-20014

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:

Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

AviPro MD LYO - Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner

Z.Nr.: 8-20027

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:

Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

AviPro IB H120 Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension

Z.Nr.: 8-20028

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:

Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

AviPro IB H52 Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension

Z.Nr.: 8-20029

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:

Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

AviPro ND HB1

Z.Nr.: 8-20032

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:

Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

**AviPro Salmonella vac T Lyophilisat, zur Verabreichung über
das Trinkwasser nach Auflösung**

Z.Nr.: 8-20148

Zulassungsinhaber:
Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:
Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

**Avipro ILT Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung
einer Suspension für Hühner**

Z.Nr.: 8-20207

Zulassungsinhaber:
Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:
Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

AviPro ND LASOTA

Z.Nr.: 8-20222

Zulassungsinhaber:
Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Zulassungsinhaber bisher:
Lohmann Animal Health GmbH & Co KG
DE - 27472 Cuxhaven

Änderungen gemäß §24 Abs. 1 und 2 AMG

Änderungen der Bezeichnung

**CYCLO-SPRAY 2,45% w/w, Spray zur Anwendung auf der Haut,
Suspension für Rinder, Schafe, Schweine**

Z.Nr.: 8-00492

Zulassungsinhaber:

Eurovet Animal Health B.V.
NL - 5531 AE Bladel

Bezeichnung bisher:

CTC - SPRAY FÜR TIERE 2,45% w/w, Spray zur Anwendung auf der
Haut, Suspension für Rinder, Schafe, Schweine

**DOXIVET 200 mg/ml, Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser
für Broilerelterniere**

Z.Nr.: 8-00983

Zulassungsinhaber:

Divasa-Farmavic S.A.
ES - 08503 Gurb - Vic - Barcelona

Bezeichnung bisher:

DOXIVET 200 mg/ml, Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser
für Schweine, Broilerelterniere und Legehennen

Änderungen der Packungsgrößen**Surolan 5,0 mg/0,5293 mg/23,0 mg/ml, Ohrentropfen,
Suspension zur Anwendung auf der Haut für Hunde und Katzen**

Z.Nr.: 16388

Zulassungsinhaber:

Elanco Animal Health, Abt. der Lilly Deutschland GmbH
DE - 61352 Bad Homburg

Nr		Laufzeit [Monate]	Status
001	15 ml	024	
002	30 ml	024	
003	100 ml	024	neu

ENROXIL 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Z.Nr.: 8-00698

Zulassungsinhaber:

Krka, d. d., Novo mesto
SI - 8501 Novo mesto

Nr		Laufzeit [Monate]	Status
001	Faltschachtel mit 50 ml Braunglasflasche Typ I mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	
002	Faltschachtel mit 100 ml Braunglasflasche Typ I mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	
003	Faltschachtel mit 50 ml Braunglasflasche Typ II mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	neu
004	Faltschachtel mit 100 ml Braunglasflasche Typ II mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	neu

ENROXIL 50 mg/ml Injektionslösung für Kälber, Schweine und Hunde

Z.Nr.: 8-00699

Zulassungsinhaber:

Krka, d. d., Novo mesto
SI - 8501 Novo mesto

Nr		Laufzeit [Monate]	Status
001	Faltschachtel mit 50 ml Braunglasflasche Typ I mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	
002	Faltschachtel mit 100 ml Braunglasflasche Typ I mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	
003	Faltschachtel mit 50 ml Braunglasflasche Typ II mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	neu
004	Faltschachtel mit 100 ml Braunglasflasche Typ II mit grauem Chlorobutylstopfen und Aluminiumkappe	060	neu

AviPro Precise - infektiöser Bursitis Lebendimpfstoff, gefriergetrocknet für Hühner

Z.Nr.: 8-20251

Zulassungsinhaber:

Lohmann Animal Health GmbH
DE - 27472 Cuxhaven

Nr		Laufzeit [Monate]	Status
001	500 Dosen	036	gelöscht
002	10 x 1000 Dosen	036	
003	2000 Dosen	036	gelöscht
004	2500 Dosen	036	
005	5000 Dosen	036	
006	10000 Dosen	036	
007	10 x 2000 Dosen	036	gelöscht
008	10 x 2500 Dosen	036	
009	10 x 5000 Dosen	036	
011	10 x 10000 Dosen	036	
012	1000 Dosen	036	