

Eichenrindendekokt **Decoct Querci Cortex**

Definition: Dekokt aus Eichenrinde und Wasser zur Herstellung von Extrakten

Herstellung

Eichenrinde (5600)..... 10 Teile
Wasser zur Herstellung von Extrakten..... 100 Teile

Eichenrinde wird in einer Reibschale unter Verwendung eines Pistills mit so viel Wasser kräftig durchgearbeitet, dass sie gut durchfeuchtet ist, und sodann 15 Minuten lang stehen gelassen. Danach wird die Eichenrinde mit der vorgeschriebenen Menge siedendem Wasser übergossen und in einem geeigneten bedeckten Gefäß 30 Minuten lang unter wiederholtem Umrühren im Wasserbad erhitzt. Anschließend wird sofort filtriert und leicht abgepresst. Die Abkochung ist mit Wasser auf das vorgeschriebene Gewicht zu ergänzen.

Eigenschaften

Aussehen: Hellbraune Flüssigkeit

Geruch: charakteristisch

Abkochungen sind stets frisch zu bereiten und innerhalb von 24 Stunden aufzubrauchen.