

## **Basiscreme**

Unguentum basalis

Cremor basalis

### **Herstellung**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Glycerolmonooleat         | 7 g    |
| Decyloleat                | 7,5 g  |
| Stearylalkohol            | 6 g    |
| Glycerolmonostearat 40-55 | 4 g    |
| Propylenglycol            | 10 g   |
| Weißes Vaseline           | 25,5 g |
| Gereinigtes Wasser        | 40 g   |

Glycerolmonostearat, Stearylalkohol, Decyloleat und Weißes Vaseline werden im Wasserbad auf etwa 60°C erhitzt und anteilsweise mit der auf die gleiche Temperatur erwärmten Mischung von Glycerolmonooleat, Propylenglycol und Gereinigtem Wasser versetzt. Die Creme wird bis zum Erkalten ständig gerührt und das verdunstete Wasser ergänzt.

### **Eigenschaften**

Homogene weiche, weiße, mit Wasser von der Haut abwaschbare Creme.

### **Lagerung**

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, bei höchstens 25°C

Zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt.