

1% Povidon-Iod-Augentropfen

Guttae ophthalmicae povidoni iodicae

Herstellung

Povidon-Iod	0,1 g
Kaliumiodid	0,05 g
Kaliumiodat	0,01 g
Wasser für Injektionszwecke	ad 10,0 g

In einem Glasgefäß werden Kaliumiodid und Kaliumiodat in dem Großteil des Wassers für Injektionszwecke gelöst. Povidon-Iod wird zum Ansatz zugegeben und bis zur vollständigen Lösung verrührt. Der Ansatz wird mit Wasser für Injektionszwecke ergänzt und gerührt. Die Lösung wird unmittelbar nach der Herstellung durch ein 0,2µm-Einmal-Keimfilter in vorsterilisierte Augentropfflaschen keimfiltriert und danach mit sterilen Verschlusseinheiten verschlossen.

Eigenschaften

Klare braune Flüssigkeit mit typischem Geruch.

Lagerung

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, bei höchstens 25°C

Zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Nach Anbruch 1 Monat haltbar.