

Prednisolon Zäpfchen 50 mg offizinal

Prednisoloni suppositoria 50 mg officinalis

Definition

Zäpfchen aus 50 mg Prednisolon und Hartfett

Herstellung

Prednisolon.....0,05 g

Hartfett.....ad 1,0 g.

Das Hartfett wird bis zur Schmelze schonend erwärmt, kalt rühren und den Wirkstoff anschließend dispergieren. Um eine Sedimentation zu verhindern unter ständigem Rühren in die Form gießen.

Eigenschaften

Aussehen: weiße Zäpfchen.

Lagerung

Im Kühlschrank zwischen + 2°C und + 8 °C.

Haltbarkeit

1 Monat ab Herstellung.